

TUTORIAL SISLEITOS – GIR

Acesse pelo navegador o seguinte endereço eletrônico: sisleitos.saude.df.gov.br


Clique em “ACESSAR SISTEMA”



SISLEITOS - Sistema de Gestão de Leitos

A partir daqui você estará na Rede de Sistemas SES/DF, todas as atividades feitas nos nossos sistemas são executadas em ambiente seguro e auditadas para sua segurança.

ACESSAR SISTEMA



Logar no sistema:

Digite seu usuário, senha e local de acesso conforme efetuado no cadastro:

SES – para servidores da Secretaria de Estado de Saúde;

Acesso Externo – para colaboradores de empresas contratadas.

Clique em “Acessar”.



SISLEITOS - Sistema de Gestão de Leitos

Funcionalidades:

- REGULAÇÃO DE LEITOS**
O SISLEITOS é um sistema de regulação de leitos que prioriza e oferece suporte ao processo de internação.
- MAIS PRATICIDADE**
Permite o mapeamentos dos leitos conforme especialidades disponíveis para internação em cada unidade de saúde.

CREAR UMA CONTA

Ajuda

Acesso ao Sistema

Usuário Informe seu usuário de acesso a REDE SES/DF.
Digite seu Usuário da REDE SES/DF

Senha
Digite sua senha de acesso da REDE SES/DF [Esqueci a Senha](#)

Local de Acesso
Selecione...

Manter conectado?

[Criar uma conta](#) **Acessar**

Após a tela de login, clicar em “IR PARA MEU SISTEMA”




A partir deste ponto todas as ações realizadas no sistema serão auditadas para garantir a segurança e integridade de todas as informações.



Antes de iniciar a parte de internação do tutorial, é importante entender o fluxo de trabalho do GIR para efetivar a internação de um paciente. Primeiramente será apresentado um fluxograma com resumo dos passos e posteriormente imagens das telas de cada passo.


Fluxograma GIR




1) Autorizar solicitação

Ao entrar no sistema, aparecerá o Painel com a situação da Unidade.

Clicar em “SISLEITOS – SOLICITAÇÕES – Solicitações Pendentes”




Clicar no botão verde à direita das informações do paciente para confirmar a solicitação e inserir o paciente na fila de internação




2) Reservar Leito


Clicar em “SISLEITOS - Leitos - Sala de Internação”



Buscar leito para o qual o paciente será enviado utilizando a ferramenta de filtro e clique em **“Buscar”** e os leitos irão aparecer logo abaixo, ao lado da lista de pacientes.



Após buscar o tipo de leito que será utilizado pelo paciente, **utilizar a ferramenta de busca de pacientes e ao encontrá-lo, basta arrastar a caixa com o nome do paciente para o leito pretendido para realizar a reserva de vaga para o paciente.**




Observações sobre a lista de pacientes:




- Ao clicar no **nome do paciente**, abre-se uma lista com suas informações.
- Ao clicar nos números **CNS, SES ou CPF**, o sistema copia a informação para área de transferência, podendo colar a informação em outro lugar.
- Ao clicar em **“Alterar Prioridade”**, pode-se alterar a prioridade do paciente na fila.
- Ao clicar em **“Solicitar transferência”**, permite-se solicitar transferência para outra fila de outro estabelecimento.
- Ao clicar **“Remover da fila”**, é possível retirar o paciente da fila do sistema.

3) Confirmar internação

Clicar em **“SISLEITOS - Leitos – Leitos Reservados”**




Clicar no botão verde à direita das informações do paciente para confirmar a internação do paciente no leito. O botão vermelho serve para cancelar a reserva de leito.



Pronto, o paciente agora está internado no SISLEITOS.


Para acessar informações sobre os leitos da unidade:

Clicar em **“SISLEITOS – CENSO HOSPITALAR”**



CENSO HOSPITALAR:

Clicar nos campos para fazer uma busca mais específica, filtrando os dados conforme necessidade. Clicar em **“Busca Quantidade”** para saber somente o quantitativo de leitos ou **“Busca Detalhada”** para saber os detalhes dos leitos buscados.



No exemplo abaixo, realizamos uma busca específica para leito o qual acabamos de ocupar com um paciente. No quadro aparece o código do leito, nome do paciente, data de nascimento e data de internação. No canto direito superior, o que é oferecido no leito. Logo abaixo, alguns itens clicáveis:

- Ao clicar no nome do paciente, permite-se ver sua identificação;
- Ao clicar na ambulância, permite-se transferir o paciente;
- Ao clicar no “lápiz e papel”, permite-se transferir o paciente de um leito para outro dentro do mesmo estabelecimento. Para tal, é necessário buscar leitos ocupados e vazios;
- Ao clicar no X, permite-se remover o paciente do leito;
- Ao clicar no cadeado, permite-se bloquear o leito.

The screenshot displays a web application interface for managing hospital beds. At the top, a dark header shows 'Leitos GERAIS' with a location pin icon and window controls. Below this, a green banner indicates '✓ 1 Leitos encontrados.' A grey bar labeled 'CONTRATADOS' is followed by a purple bar for 'HUB - HOSPITAL UNIVER...'. The main content area is titled 'TÉRREO - PRONTO SOCORRO - POSTO 01 - PEDIATRIA' with a 'Plantão' button. A patient record for 'HUB.1076.002' is shown with redacted fields for name, birth date, and admission date. In the top right of the record, three icons (a speech bubble, a green 'V', and a green 'O') are circled in red. At the bottom left of the record, three icons (an ambulance, a pencil and paper, and an 'X') are also circled in red.